



PRESENTATION DU MOBILIER RANGEMENT YTP LAB



Description produit

Le bon fonctionnement de votre activité de laboratoire dépend non seulement de son agencement mais également de sa capacité de rangement.

Un espace optimisé et bien rangé est un espace de travail efficace et fonctionnel.


Pour vous permettre de ranger et stocker vos matières premières, votre matériel de laboratoire et vos petits équipements, nous disposons d'une **large gamme de mobilier de rangement** : meubles mobiles ou fixes, armoires hautes, armoires basses, meubles échantillons, murs d'étagères en verre, meubles à déchets, meubles ventilés...

Du standard au sur-mesure, vous trouverez forcément le mobilier qui vous correspond.

Tout notre mobilier de rangement est conforme à la norme **NF EN 14727**.




Caractéristiques générales



Poignées
Inox brossé mat



Meubles FIXES



Pieds fixes
Capacité de charge par pied
450 kg, max.
1350 kg pour 3 pieds ou plus.
Plastique noir.
Autres matériaux au choix.

Meubles A TIROIRS



Coulisse sortie partielle ou totale
Capacité de charge 30 kg/paire.

Meubles MOBILES



2 Roulettes à frein 2 Roulettes sans frein


Roulettes orientables, Ø60 mm.
Boîtier et roue plastique
Capacité de charge 35-100 kg,



Charnières de corps en alliage
zingué, bras articulé en acier
ouverture 165°



Exemples de réalisation



11/2025