



VESTIAIRES ET MOBILIER SAS

Conception standard :

- Mélaminé hydrofuge
- Coloris blanc

Variante Résine composite Ep 16 mm
ou autres coloris : sur demande



Description produit

Le SAS d'un laboratoire n'est pas un simple passage : c'est le **point névralgique** où **sécurité, hygiène et efficacité se rencontrent**. Chaque détail compte : circulation des équipes, habillage/déshabillage, stockage des équipements de protection, gestion des déchets... Un SAS mal pensé peut ralentir vos équipes et mettre en danger la conformité de vos protocoles.

Chez YTP LAB, nous créons du **moblier SAS et vestiaires sur mesure**, pensé pour les **environnements techniques exigeants** et les usages réels des laboratoires. Chaque aménagement est conçu pour **sécuriser vos flux, optimiser le travail des équipes** et **s'intégrer parfaitement à votre laboratoire**.



Présentation

Nos solutions d'aménagement de SAS laboratoire, d'agencement de zones propres / zones sales et de mobilier vestiaire pour laboratoire répondent aux exigences des environnements contrôlés comme des espaces techniques à flux maîtrisés.

Nous vous proposons des solutions concrètes et performantes :

- Vestiaires et penderies techniques pour une organisation optimale des tenues et EPI.
- Colonnes de rangement sécurisées pour casques et équipements sensibles.
- Mobilier intégrant la gestion des déchets pour des flux propres, efficaces et hygiéniques.
- Bancs et surfaces ergonomiques pour simplifier l'habillage et le déshabillage.
- Implantations sur mesure, même dans les espaces les plus contraints, pour garantir sécurité, confort et conformité.

Conception 100% sur mesure :

- En fonction de vos besoins
- De l'espace disponible
- De vos protocoles de travail




Pourquoi choisir notre mobilier SAS :


- **Sécurisation maximale des flux** : protection contre la contamination et respect strict des protocoles.
- **Optimisation des procédures** : les équipes gagnent en efficacité, chaque geste est facilité.
- **Confort et ergonomie** : un mobilier pensé pour le quotidien des collaborateurs.
- **Durabilité et entretien simplifié** : matériaux robustes, faciles à nettoyer et conformes aux normes hygiéniques et réglementaires.

Que ce soit pour un projet neuf, une extension de laboratoire ou une rénovation, nos mobiliers SAS transforment vos zones d'accès en **espaces performants, sûrs et fiables**.

Exemples de mobilier de SAS de laboratoire

Exemple de modules de vestiaires, comprenant une partie penderie, avec ou sans un espace banc pour le rangement de chaussures





Exemple de penderie



Exemple de casiers pour EPI



Exemple de
conception avec
poubelle intégrée





Caractéristiques techniques standards

- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Variante possible : Résine composite ep 16 mm (100 % ou uniquement les portes)
- Coloris standard blanc – Autre coloris sur demande
- Chant visible épais pvc 2mm
- Aménagement intérieur selon vos besoins
- Poignées en Inox brossé mat – Autres poignées possibles sur demande
- Ouverture des portes à 165°
- Pieds fixes
- Plinthes
- Options : serrures, pieds métalliques, étagères supplémentaires, etc...

Vous envisagez un SAS sur mesure ? Concevons ensemble votre projet.