

## FICHE TECHNIQUE PAILLASSE HPLC



### Description produit

#### Ossature

- **Ossature mécano-soudée**, essentiellement constituée en **tube acier de section : 30x30x2 mm**. L'épaisseur du tube garantit une meilleure stabilité et résistance au fléchissement de la structure.
- **Finition : peinture époxy coloris gris (RAL 7035)**
- **Plan de travail** : standard en verre mais différentes options possibles (*Nous consulter*)

**4 roues dont 2 à frein** : diamètre 100 mm ; **capacité de charge : 270 kg**.

- **MONTURE** : En tôle d'acier embouti chromée, pivotement sur 2 couronnes de billes, protection de la couronne de billes supérieure par cache poussière plastique, Pédale de frein en acier.
- **ROUE** : Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant adhésivé sur le corps de roue en polypropylène copolymère gris.



#### Mix de tiroirs et d'étagères :

- 1 **tiroir** équipé d'une poignée inox brossé mat
- 1 **tablette en sortie totale**
- **Coloris blanc** – Personnalisation possible (*Nous consulter*).

#### Dimensions standards :

- Hauteur de plan de travail : 900 mm.
- Profondeur utile : 650 mm
- Longueur des modules : 800 mm.
- **Adaptation possible en fonction de l'encombrement de vos équipements** (*nous consulter*).

---

YTP - 4 Villa Sainte Foy - 92200 Neuilly sur Seine