

MEUBLES MOBILES A TIROIRS



Description produit

Souvent combinés avec les meubles mobiles à portes, les meubles mobiles à tiroirs complètent votre capacité de rangement, notamment pour vos petites fournitures.

Disponibles en version 2, 3 ou 4 tiroirs.

Comme les versions à portes, ils sont faciles à déplacer au sein de votre laboratoire.

Conformes à la norme européenne NF EN14056

Caractéristiques techniques

- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Coloris standard **blanc**
- Chant visible épais pvc 2mm
- Poignées en Inox brossé mat
- 4 roulettes grises, dont 2 à frein à l'avant
- Options : Serrures, ouverture sans poignée, etc...



Poignées inox brossé



A frein

Sans frein

Roulettes orientables, Ø60 mm

Boitier et roue plastique

Capacité de charge : 35-100 kg



Coulisses :

Capacité de charge 30 kg par paire



Dimensions hors-tout standards

Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
2 tiroirs	L600	P500	H780 H720 H650
	L900		
	L1200		
3 tiroirs	L600		
	L900		
	L1200		
4 tiroirs	L600		
	L900		
	L1200		

**hauteurs hors tout en fonction du type de paillasse*

- H780 pour des paillasse H900 en bandeau H60
- H720 pour des paillasse H900 en bandeau H130 ou paillasse sous sorbonnes
- H650 pour des paillasse hauteur bureau H750

Hors standard possible : Nous consulter

Longueur Mini L400 - Longueur Maxi L1200

Hauteurs utiles des tiroirs

Modèles	H780	H720	H650
2 tiroirs	H294	H263	H212
3 tiroirs	H181	H164	H135
4 tiroirs	H129	H114	H97