

## MEUBLES ECHANTILLONS



### Description produit

Pour le stockage de vos flacons de matières premières, nous vous proposons des meubles échantillons équipés de  **tiroirs à sortie totale** , afin de vous permettre d'accéder facilement à vos échantillons et de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble des flacons stockés dans votre espace de rangement.

En colonnes murales, en version basse isolée ou sous paillasse, sur pieds fixes ou mobiles, les modules se combinent à souhait et vous permettent de disposer d'un  **système de rangement efficace et ordonné** .

Nous adaptons le nombre de tiroirs et leurs dimensions en fonction de la capacité de stockage requise et des dimensions de vos flacons (diamètre et hauteur).

## Caractéristiques techniques

- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Coloris standard **blanc**
- Chant visible épais pvc 2mm
- Tiroirs à sortie totale
- Poignées en Inox brossé mat
- Pieds fixes
- Plinthe en option

### Tiroirs à sortie totale



## Dimensions hors tout standards

| Modèle     | Largeur<br>(mm)       | Profondeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) |
|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 6 tiroirs  | L600<br>L900<br>L1200 | P600               | H900<br>H1600   |
| 12 tiroirs |                       |                    |                 |

*Hors standard possible (nous consulter).*

## Exemple de dimensions utiles des tiroirs

| Modèles    | Largeur<br>(mm) | Profondeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Hauteur<br>intérieure utile<br>(mm) | Profondeur<br>intérieure utile<br>(mm) | Longueur<br>intérieure utile<br>(mm) |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 6 tiroirs  | 900             | 600                | 900             | 100                                 | 525                                    | 785                                  |
| 12 tiroirs | 1200            | 600                | 900             | 100                                 | 525                                    | 485                                  |
|            | 900             | 600                | 1600            | 93                                  | 525                                    | 485                                  |

## Exemple de combinaison de modules





## Exemples de réalisations

