





AGENCEMENT  
DE LABORATOIRES

# AGENCEMENT D'UN LABORATOIRE COSMÉTIQUE

*LES ESSENTIELS YTP*



**CRÉÉR - MANIPULER - PESER - CONTRÔLER - STOCKER**



[www.ytp-lab.com](http://www.ytp-lab.com)



Pour l'aménagement des **laboratoires cosmétiques et de parfumerie** qui nécessitent du **meublier adapté**, nous avons développé au sein de notre gamme du **meublier dédié** à ce type d'activités.

Découvrez les différents types de meubles que nous pouvons vous proposer pour vos **opérations de pesée, de contrôle qualité, de création de parfums, de stockage, etc..**


**ORGUES À PARFUM**  
**MEUBLES ÉCHANTILLONS**  
**MURS D'ÉTAGÈRES**  
**PRÉSENTOIRS PIVOTANTS**  
**POSTES DE PESÉE ET PAILLASSES TOUT EN UN**  
**MURS ASPIRANTS**  
**ARMOIRES À TIROIRS VERTICAUX**



# LES ORGUES À PARFUMS







L'orgue à parfums est **LE meuble de métiers par excellence !**

YTP est très **largement implantée chez les industriels du secteur cosmétique**, car elle a toujours su répondre avec succès à leurs **besoins spécifiques**. YTP est donc de plus en plus sollicitée pour la réalisation de ce type de mobilier.

Nous avons donc travaillé sur l'**optimisation et l'ergonomie** de ce **meuble très spécifique** afin de répondre aux protocoles pratiqués dans les laboratoires des parfumeurs d'aujourd'hui et continuerons d'adapter sa conception en fonction des retours de nos clients.

**Plusieurs configurations possibles, avec ou sans décaissé** pour balance, **choix du type et du nombre d'étagères**, nous adaptons ce meuble à votre laboratoire et à vos besoins.




# **AVANTAGES**

**CONFIGURABLES**


**PERSONNALISABLES**

**ERGONOMIQUES**

## POSTE INDIVIDUEL - CADRE EN MELAMINÉ




## POSTE INDIVIDUEL - POTENCES INOX








## CONFIGURATION EN ANGLE



## CONFIGURATION EN ILÔT CENTRAL











# LES MEUBLES ÉCHANTILLONS





**Pour le stockage de vos échantillons**, nous vous proposons des modules de **meubles de rangement spécifiques** que vous pouvez **moduler à votre guise** en fonction de l'espace disponible dans votre laboratoire et de vos besoins en stockage.

Moins haute que pour des meubles classiques, la hauteur des tiroirs est adaptée à celle de vos flacons. La conception d'ouverture **à sortie totale** vous permet de visualiser d'un seul coup d'oeil le contenu de votre tiroir.

**En colonnes ou version sous paillasses**, vous pouvez les combiner entre eux ou les mixer avec vos meubles sous paillasses classiques.

Vous bénéficiez ainsi d'une grande capacité de stockage pour le rangement de vos échantillons de matières premières.







# **AVANTAGES**

**L'OUVERTURE  
À SORTIE TOTALE**

**LA MODULARITÉ**

**LA GRANDE CAPACITÉ  
DE STOCKAGE**

**L'ADAPTATION DU  
NOMBRE DE TIROIRS**

# TIROIRS À SORTIE TOTALE



## MODÈLE SOUS PAILLASSE - VERSION MOBILE



## MODÈLE SOUS PAILLASSE - VERSION FIXE



# MODÈLES COLONNES




# MODÈLES MIXTES



# VERSION VENTILÉE



# LES MURS D'ETAGÈRES









Conçus sur mesure **pour le stockage de vos échantillons et de vos matières premières**, les murs d'étagères en verre toute hauteur sont à la fois un atout **esthétique** de par leur effet vitrine mais aussi **fonctionnel de par leur grande capacité de stockage**.

Ils peuvent en effet **faire office de cloisons** dans un laboratoire ou entre 2 pièces afin de préserver la luminosité de vos espaces de travail, tout en vous offrant un **système de stockage organisé et ordonné**.

Une solution intéressante à envisager au sein de votre laboratoire pour concilier à la fois la **fluidité et efficacité**.



## CLOISONS DOUBLE FACE




## VERSIONS MURALES




# EXEMPLE DE COMBINAISON POSSIBLE



# LES PRÉSENTOIRS PIVOTANTS







**Fonctionnels** et **esthétiques**, nos présentoirs pivotants vous offrent un **espace de stockage supplémentaire** pour vos matières premières, vos échantillons ou produits finis.

Placés sur vos paillasses, ils vous permettent d'avoir vos **flacons à portée de main** lors de vos manipulations mais peuvent également **faire office de vitrine** pour exposer vos produits finis par exemple.


De format octogonal, ils disposent de **3 ou 4 niveaux**.

Chaque niveau est équipé de barres de galerie avec un **fil inox antichute**.










# LES POSTES DE PESÉE ET PAILLASSES TOUT EN UN






Parce que pour travailler efficacement, un laboratoire doit être fonctionnel, nous avons mis au point des **meubles métiers optimisés tout-en-un**.

Ces **espaces de travail multipostes** se présentent sous la forme d'un **îlot central optimisé** entièrement personnalisable en fonction de vos besoins.

Des plans de travail **avec ou sans décaissés**, pour accueillir vos appareils et petits équipements, en passant par l'ajout d'une laverie ou d'un orgue à parfums en extrémité, **plusieurs configurations sont envisageables** afin de faciliter le travail en équipe et fluidifier l'activité de votre laboratoire.










# EXEMPLE DE DÉCAISSÉS POUR BALANCE






## EXEMPLE DE COMBINAISON POSSIBLE



# EXEMPLE AVEC UN ORGUE DE PARFUMS




# ARMOIRES À TIROIRS VERTICAUX





Pour le **stockage de vos flacons et bidons de produits non inflammables**, vous pouvez opter pour une armoire de laboratoire à tiroirs verticaux.

**Pratique et fonctionnelle** avec ces **2 tiroirs verticaux indépendants** composé chacun de 7 étagères, ce type d'armoires offre une **capacité de stockage importante pour un encombrement minime**.





# MURS ASPIRANTS





Les murs aspirants sont également une solution intéressante à envisager **pour stocker vos échantillons odorants** et les avoir à portée de main.

**Equipés d'une paroi murale pour la ventilation**, les murs aspirants fonctionnent comme une hotte et aspirent les odeurs et effluves qui émanent des produits stockés sur les étagères en verre.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce type d'installation.





# NOUS CONTACTER



**Email :**

[dircom@ytp-lab.com](mailto:dircom@ytp-lab.com)



**Téléphone :**

06 73 29 17 55

**Formulaire  
de contact**



**Siège social :** YTP - 4, villa Sainte Foy - 92200 NEUILLY SUR SEINE  
S.A.S. au capital de 50.000 Euros - RCS Nanterre B 833 978 109 – APE 7112B  
N° TVA : FR50 833 978 109

**Etablissement secondaire :** YTP - ZA des tuileries - N°11 - 30390 Théziers