




## ORGUES A PARFUM





## Description produit

Meuble de métier par excellence, l'orgue à parfums YTP a été pensé et conçu dans un souci d'optimisation afin de faciliter le travail des parfumeurs et des techniciens de formulation.

L'ergonomie de ce poste de travail très spécifique a été optimisée afin de limiter vos gestes et de vous permettre d'avoir tout à portée de main.

Nous avons développé 2 principes d'étagères :

- Une version avec un cadre en mélaminé bois avec des étagères en verre amovibles
- Une seconde version avec des étagères en verre posées sur potence inox.

Cette conception vous permet d'accueillir les nombreux échantillons de matières premières que vous utilisez dans l'élaboration et la formulation de vos parfums.

Nous vous proposons ce meuble en version :

Murale - Centrale - En angle

D'autres configurations multipostes sont également envisageables. Nous consulter.





## Caractéristiques techniques

### En partie basse :

- 1 plan de travail en glace émaillée sur CTBH
- Dimensions standards : L1800 P750 – Autres dimensions : Nous consulter.
- 1 décaissement pour balance (*balance non fournie*)
- (Dimensions intérieures du décaissement : L350 x P410 x H130 mm)
- 2 passe-câbles
- Un système prend tout et couvercle inox encastré dans le plan de travail
- Bandeau décor gris basalte – RAL 7012
- 1 meuble fixe à poubelle basculante L450 H870
- 1 meuble fixe 4 tiroirs L450 H870
- Hauteur utile des tiroirs : 150 mm
- Meubles en mélaminé blanc hydrofuge
- Poignées en inox brossé mat
- Sur plinthes
- 1 Bloc 3 prises 220V + 1 RJ45 fixés sous la paillasse

### En partie haute :

#### 2 conceptions possibles :

Soit un cadre en mélaminé bois avec des étagères en verre amovibles

- Format en U, avec paroi vitrée antichute
- 3 niveaux d'étagères **amovibles réglables** en verre


Soit des étagères en verre posées sur potence inox

- Disposition en U **sur potences inox**
- 3 niveaux d'étagères en verre
- Variante à 4 niveaux possible sur demande

Hauteur ajustable des étagères en fonction de vos flacons de matières premières

#### Options :

- Fil inox antichute
- Système d'aspiration intégrée



Option : Fil inox antichute



Système prend-tout



Option : Système d'aspiration intégrée

## Dimensions standards

Longueur Hors tout (mm)	Profondeur Hors tout (mm)	Hauteur Hors tout (mm)
1800	750	H900 Hors partie haute
1800	600	H900 Hors partie haute

*Hors standard possible (nous consulter).*

## Exemples de réalisations :



