


PAILLASSE CENTRALE TOUT-EN-UN



Description produit

Îlot central optimisé tout-en-un.

Ces espaces de travail multipostes se présentent sous la forme d'un îlot central optimisé, entièrement personnalisable en fonction de vos besoins.

De plans de travail avec ou sans décaissés, pour accueillir vos appareils et petits équipements, en passant par l'ajout d'une laverie ou d'un orgue à parfums en extrémité, plusieurs configurations sont envisageables afin de faciliter le travail en équipe et fluidifier l'activité de votre laboratoire.



Caractéristiques techniques

Exemple de configuration pour 6 postes de travail :

➤ En partie centrale de l'îlot :

2 modules de paillasse doubles, positionnés face à face et posés sur meubles fixes soit :

- 4 décaissés pour balances (balances hors fourniture)
- 4 prends tout en inox (poubelles sur table) intégrés dans les plans de travail
- Un dossier tablette central supportant 2 poteaux inox pour fixation dispositif Smart-flow (Smart-Flow en option)
- 4 meubles fixes à 4 tiroirs
- 4 meubles fixes à poubelle basculante

➤ A chaque extrémité de l'îlot :

1 paillasse d'extrémité sur meubles fixes de part et d'autre de l'îlot soit :

- 4 coins arrondis
- 2 décaissés pour balance
- 2 prends tout en inox (poubelles sur table) intégrés dans les plans de travail
- 2 meubles fixes 4 tiroirs et 2 meubles fixes à poubelle basculante

➤ Utilités :

- Passe-câbles à l'arrière du plan de travail et sur le décaissé
- PC 10/16A et RJ45 sous les plans de travail ou en partie haute





Options :

- Coins arrondis
- Système Smart-flow
- Etagères en verre, etc.
- *Hors standard possible (nous consulter)*


Personnalisation :

Poste **entièrement personnalisable** :

- Choix du type de revêtements et des dimensions
- Choix du nombre de postes de travail et de décaissés en fonction de vos besoins
- Choix de la configuration et du type de poste de travail



Système prend-tout
(Poubelle sur table)



Options :
Etagères en verre
Sur potences inox



Option :
Système d'aspiration Smart-flow
intégrée

Autres configurations possibles :

- Ajout d'un orgue de parfums d'extrémité
- Ajout d'une laverie d'extrémité
- Etagères en verre sur poteau inox





Exemples de réalisations

