



ARMOIRES FIXES A TIROIRS VERTICAUX



Description produit

Pour le stockage de vos flacons et bidons de produits non inflammables, vous pouvez opter pour une **armoire de laboratoire à tiroirs verticaux**.


Pratique et fonctionnelle avec ces 2 tiroirs verticaux indépendants composé chacun de 7 étagères, ce type d'armoires offre une **capacité de stockage importante pour un encombrement minime**.

Caractéristiques techniques

- 2 tiroirs verticaux sur rails coulissants
- Coloris standard **blanc**
- Chant visible épais pvc 2mm
- 7 étagères par tiroir, offrant ainsi 14 niveaux de rangement
- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Poignées en Inox brossé mat
- Pieds fixes
- Plinthes
- Option : serrure



Poignées inox brossé



Pieds fixes en plastique noir

Capacité de charge par pied 450 kg
Max. 1350 kg pour 3 pieds ou plus.



Dimensions hors-tout standards

Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
2 tiroirs verticaux	L600	P750	H2000

Hors standard possible (nous consulter).

Exemples de réalisations

