

PAILLASSES MOBILES REGLABLES EN HAUTEUR



Description produit

Idéale pour les laboratoires où la recherche de **flexibilité et de mobilité** sont essentielles, la gamme de **paillasses mobiles YTP** comprend également une série permettant aux utilisateurs de **régler manuellement la hauteur du plan de travail**. Une solution qui leur permet de **choisir entre plusieurs hauteurs de travail** en fonction de leurs besoins spécifiques et de bénéficier d'un confort de travail optimal.

Comme pour les versions classiques, cette série se décline en plusieurs configurations :

- **A 3 traverses** pour maximiser l'espace sous la paillasse
- **A 4 traverses** pour une ossature renforcée et une stabilité supplémentaire
- **Avec une étagère en partie basse** pour offrir un espace de rangement complémentaire
- **Adaptation des roulettes** en fonction de la capacité de charge requise

Caractéristiques techniques

Les paillasses :

- Ossature **mécanosoudée renforcée**
- Fabriquée en tube acier de section de **30x30x2mm et 35x35x2mm** L'épaisseur du tube garantit une **meilleure stabilité et résistance au fléchissement de la structure.**
- Finition : peinture époxy coloris gris clair (RAL 7035)
- **2 possibilités d'ossature** : renforcée avec deux traverses basses avant/arrière ou une seule traverse de butée à l'arrière pour pouvoir positionner un meuble mobile.
- Choix du type de roulettes en fonction de la capacité de charges requise
- Revêtement du plan de travail au choix : Résine composite Ep 16 mm, glace émaillée sur CTBH, grés étiré (Autre revêtement sur demande)
- Options : étagère basse, angles arrondis
- **Plusieurs hauteurs de réglage possible** en fonction de la hauteur souhaitée et du type de roulettes en déplaçant la goupille

Les différentes conceptions :



Type de roulettes		Capacité de charges par paillasse
<u>4 roulettes classiques</u> <u>dont 2 à freins</u>		300 kgs
<u>4 roulettes spéciales</u> <u>Footmaster</u>		750 kgs

Dimensions hors-tout des modules standards

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
L900	P600 P750 P900	H900 H450 H750
L1200		
L1500		
L1800		

Le nombre de hauteurs de réglage varie en fonction du type de roulettes et de la hauteur de la paillasse

Hors standard possible (nous consulter).