


## MEUBLES COLONNE SANS PORTE



### Description produit

Très pratiques avec leurs différents **niveaux d'étagères réglables en hauteur**, les meubles **colonne sans porte** peuvent être une alternative intéressante pour votre rangement au sein de votre laboratoire.

Nous pouvons adapter les dimensions, le nombre et le type d'étagères en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire, que ce soit par exemple pour **archiver vos classeurs** ou pour un tout autre usage propre à votre activité.

*Conformes à la norme européenne NF EN14056*

## Caractéristiques techniques

- Meuble colonne à étagères réglables, sans porte
- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Coloris standard blanc
- Chant visible épais pvc 2mm
- 5 étagères intérieures (1 fixe et 4 réglables en hauteur)
- Pieds fixes
- Plinthes
- Options : étagères supplémentaires, étagères coulissantes, rétentions à l'avant des étagères, etc...



## Dimensions hors-tout standards

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
L600	P550	H2000
L1200		

*Hors standard possible (nous consulter).*

## Exemples de réalisations



Longueur L1200

Exemple avec étagères réglables  
en hauteur



Longueur L600

Exemple avec étagères  
coulissantes sur glissières



Autre disposition possible :

Placer le meuble colonne sur un autre meuble pour un système de rangement mixte

03/2024