



CARACTERISTIQUES DES PAILLASSES YTP LAB



Description de la gamme

Lors de la conception de notre gamme, nous avons fait des choix **qualitatifs, esthétiques et ergonomiques** dans un design léger, épuré, aérien.

Du développement de notre propre système d'ossature, à l'optimisation de la conception pour faciliter le montage et les opérations de maintenance en passant par la **définition du choix des coloris de notre gamme**, nous avons pensé chaque élément de nos paillasses afin de faciliter l'agencement de vos espaces et vous permettre de faire évoluer vos postes de travail dans le temps.

Nos paillasses sont conformes aux normes NFX 15-201 - EN-13150 et - NF EN 14 056



Caractéristiques techniques

Ossature YTP LAB :

Notre ossature est Brevetée : « sous le N° 1856532 » de marque IK-lab.

Elle est essentiellement constituée en tube acier de section 30x30x2 mm et de 50x30x2mm.

L'épaisseur du tube garantit une meilleure stabilité et résistance au fléchissement de la structure.

Finition : peinture époxy coloris gris (RAL 7035).

Montage :

Notre conception par système d'emboîtement nous permet de réduire drastiquement les temps de mise en œuvre, les coûts de pose et de transport. Ce choix de conception permet de garantir un espace pour le passage des réseaux.

Piètements :

Nous mettons un accent sur la qualité de ses produits pour garantir une meilleure résistance mécanique et une relation de dureté. Nos piètements sont réalisés avec du tube en acier 30x30x2 mm (type AVH): Cf. fiche technique. Disponibles en ossature A ou C.

Bandeaux décor avant et bandeaux latéraux :

Panneau décor en stratifié ep 19mm P5 - coloris gris basalte (RAL7012)

Bandeau fin H60 mm

Cache fluide :

Cache fluide en mélaminé blanc hydrofuge P3 épaisseur 19 mm chants PVC épais 2 mm - Hauteur : H300 mm

Facilement démontable grâce à un système de quincaillerie adapté, facilitant ainsi les opérations de maintenance



Dosserets tablette et dosserets simples :

En mélaminé hydrofuge P3 ep 19mm – coloris blanc (RAL9010)

Hauteur : H200 - Profondeur : P150 mm

Habillages piètements :

Format carré ou format demi-lune

Coloris gris basalte - (RAL7012)

Coloris des joints de paillasses :

Coloris YTP : noir

Variante en blanc possible sur demande.





Découvrez nos paillasses en pieds A et en pieds C:

Paillasses en pieds A	Paillasses en pieds C
	
Accès la fiche technique de nos paillasses en pieds A	Accès la fiche technique de nos paillasses en pieds C

Exemples de réalisations



Les autres types de paillasse :

Paillasse mobiles	Paillasse électriques
	
Paillasse mobiles réglables en hauteur manuellement	Paillasse avec ponts d'énergie
	

Plus d'informations sur notre site Internet : [Paillasse YTP LAB](http://www.ytp-lab.com)