


ROBINETTERIE DE LABORATOIRE



Description produit

Nous vous proposons une **gamme de robinetterie spéciale laboratoire** complète et très qualitative, conçue pour équiper tous vos postes de travail humides, vos laveries et vos sorbonnes.

Différents types de robinets disponibles : eau, gaz, gaz techniques, lave-yeux, douches de sécurité, etc.

Différents modèles : Sur table ou sur dossieret, commande manuelle, fémorale ou au pied.


Un besoin particulier ? Contactez-nous.

Caractéristiques techniques

- Marquage conforme à la norme NF EN 13792 – DIN 12918 -DIN 12898 – DIN DVGW
- Processus de production certifié ISO 9001
- Fabrication en laiton peint RAL 7001 standard
- Peinture époxy
- Résistance à la corrosion, résistance aux chocs, résistance aux agressions extérieures de produits chimiques

Fiches techniques Produits par type de robinet disponibles sur demande.

Exemples de configuration et de modèles



05/2024