

PAILLASSES DE DEGUSTATION EN U



Description produit

Pour vos activités œnologiques, nous vous proposons des paillasses de dégustation en U.

Equipées de crachoirs en inox et placées sur meubles porteurs fixes, ces paillasses permettent de créer des espaces multipostes au sein de votre laboratoire tout en optimisant votre espace de travail.

Nos paillasses de dégustation existent également sur ossature.

Consulter la fiche technique correspondante.



Caractéristiques techniques

Poste de travail multipostes réalisé sur mesure

Conception :


Nombre de postes de travail en fonction de vos besoins et de la configuration de votre pièce.

Plan de travail :

- En glace émaillée sur support CTBH
- Autre revêtement possible sur demande
- Angles arrondis
- **Crachoir inox encastré** – Qté selon configuration
- Robinet sur table + siphon – Qté selon configuration

Options :

- Habillage extérieur gris basalte RAL7012
- Etagères en verre
- Hauteur spécifique



Dimensions standards


Longueur Hors tout (mm)	Profondeur Hors tout (mm)	Hauteur Hors tout (mm)
L6000 (2 modules L1500 + 1 module L1800)	P600	H900

Hors standard possible (nous consulter).

Exemples de réalisation

Configuration en U sur meubles fixes porteurs

Mélaminé hydrofuge blanc





Configuration en U sur meubles fixes porteurs
Habillage extérieur coloris gris basalte et étagères en verre

