

# PAILLASSES DE DEGUSTATION SUR OSSATURE



## Description produit

Pour vos activités œnologiques, optez pour nos paillasses de dégustation équipées de crachoirs en inox.

En poste individuel ou en version multipostes, en configuration murale, centrale ou en épi, adaptez la conception à vos besoins.

Ce type de paillasses existe également en version en U sur meubles fixes porteurs.

Veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.



## Caractéristiques techniques

Poste de travail multipostes réalisé sur mesure

### Conception :

Nombre de postes de travail en fonction de vos besoins et de la configuration de votre pièce.

### Configurations :

Murale, en épi, centrale

### Plan de travail :


- En glace émaillée sur support CTBH
- Coins arrondis
- Autre revêtement possible sur demande
- **Crachoir inox encastré** – Qté selon configuration
- Robinet sur table + siphon – Qté selon configuration

### Ossature :

- Ossature en pieds A ou C coloris gris clair – RAL 7035

### Options ;

Habillage piètements gris basalte – RAL7012, format carré ou demi-lune selon le type d'ossature



Configuration en épi sur ossature en pieds C avec habillage piètement format demi-lune



## Dimensions standards

| Longueur<br>Hors tout<br>(mm) | Profondeur<br>Hors tout<br>(mm) | Hauteur<br>Hors tout<br>(mm) |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| L900                          | P600<br>P750                    | H900                         |
| L1200                         |                                 |                              |
| L1500                         |                                 |                              |

*Hors standard possible (nous consulter).*