

PAILLASSES REGLABLES EN HAUTEUR ELECTRIQUEMENT

Version MOBILE, avec roulettes FOOTMASTER



Description produit

Développée pendant la période de confinement, les paillasses réglables électriquement en hauteur sont le **produit phare de notre gamme**. Ce modèle se décline également **en version mobile**.

- Réglable en hauteur électriquement
- Version sur roulettes FOOTMASTER
- Utilisation en configuration mobile ou fixe
- 3 hauteurs de travail
- Adaptation PMR
- Adaptation du poste de travail aux différentes morphologies et besoins des utilisateurs



Caractéristiques techniques standards

- Paillasse réglable en hauteur électriquement
- Version mobile, avec roulettes Footmaster
- Une course qui couvre une plage de 680 mm à 1330 mm de hauteur
- Pré-programmation possible de 3 hauteurs
- Equipé d'un contrôleur digital avec afficheur,
- Plan de travail en résine composite ou glace émaillée (autres matériaux sur demande)
- Boitier de commande
- Câble d'alimentation dé-connectable, - Longueur 3 200 mm reconnexion aisée grâce à un système de fiche détrompeur
- Consommation électrique : 200 W en fonctionnement
- Capacité de charge : 1200 N par colonne soit environ 240 kgs par paillasse
- Options : coins arrondis

Une course qui
couvre une
plage de
68 cm à 133 cm
de hauteur






Sans angles arrondis



Avec angles arrondis



**Dimensions hors-tout standards :**

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
L1200	P600 P750	Une course qui couvre une plage de 68 à 133 cm de hauteur
L1500		
L1800		

Hors standard possible (nous consulter).

Démonstration en vidéo