

MEUBLES MOBILES MIXTES A TIROIR ET PORTE(S)



Description produit

Parmi notre gamme de meubles mobiles sous paillasse, le **modèle mixte 2-en-1** associe le meilleur de deux univers : **un tiroir en partie haute** pour les petits équipements et accessoires du quotidien, **et un espace fermé par porte(s) en partie basse** pour les éléments plus volumineux. Vous organisez ainsi votre rangement exactement comme vous le souhaitez.

Disponibles en **2 configurations** :

- 1 tiroir + 1 porte
- 1 tiroir + 2 portes

Le tiroir est équipé de **coulisses à ouverture totale** et amortisseurs.

Ouverture de porte(s) à 165°.


Conformes aux normes européennes NF EN14056 et NF EN 14727



Caractéristiques techniques

- Modèle mixte, 2-en-1
- En panneau mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm
- Coloris standard **blanc**
- Chant visible épais pvc 2mm
- Poignées en Inox brossé mat
- 4 roulettes grises, dont 2 à frein à l'avant
- Options : Serrures, ouverture sans poignée, poignées personnalisées, etc...
- Conformes aux normes européennes NF EN14056 et NF EN 14727

<u>En partie haute :</u>	<u>En partie basse :</u>
• 1 tiroir • Ouverture à sortie totale avec amortisseurs • Hauteur intérieure utile du tiroir : 132,5mm	• 1 ou 2 portes pleines • Ouverture des portes à 165° • 1 étagère intérieure réglable en hauteur



Ouverture du tiroir à sortie totale
avec coulisses amorties



Poignées inox brossé



A frein



Sans frein

Roulettes orientables, Ø60 mm

Boitier et roue plastique

Capacité de charge : 100 kg/4 roulettes



Charnières de corps en alliage
zingué, bras articulé en acier
ouverture 165°



Coulisses du tiroir

à sortie totale et amortisseurs :

Capacité de charge : 35 kg/tiroir



Dimensions hors-tout standards

Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur * (mm)
1 porte + 1 tiroir	L600	P500	H780
2 portes + 1 tiroir	L900 L1200		H720 H650

**hauteurs en fonction du type de paillasse*

- H780 pour des paillasse H900 en bandeau H60
- H720 pour des paillasse H900 en bandeau H130 ou paillasse sous sorbonnes
- H650 pour des paillasse hauteur bureau H750 en bandeau H60

Hors standard possible (nous consulter).



Exemples de réalisation



10/2026